

RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD
INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS

REF	1N40C5-2	For 1 Test/Box
REF	1N40C5-4	For 5 Tests/Box
REF	1N40C5-6	For 20 Tests/Box

Please follow the instruction leaflet carefully.

INTENDED USE

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunoassay based one step *in vitro* test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus antigen in anterior nasal swabs from individuals suspected of COVID-19 within the first seven days of symptom onset. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole basis to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

SUMMARY

The novel coronaviruses belong to the *Beta* genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infection source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

MATERIALS PROVIDED

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (sealed foil pouch)	1	5	20
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Instructions for use (this leaflet)	1	1	1
Tube stand	1 (packaging)	1	1

PERFORMANCES (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)

Rapid SARS-CoV-2-Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The Study involved 156 samples.

Sensitivity	96.77%
Specificity	99.20%
Accuracy	98.72%

A feasibility study demonstrated that:

- 99.10% of non-professionals carried out the test without requiring assistance

- 97.87% of the different types of results were interpreted correctly

INTERFERENCES

No clinically relevant substances at the tested concentration showed any interference with the test.

Whole Blood:	Alkalof: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrin: 15%	Tobramycin: 0.0004%	Oksimetazolin: 15%
Menthol: 0.15%	Cromolyn: 15%	Benzocaine: 0.15%
Fluticasone Propionate: 5%	Mupirocin: 0.25%	Zicam Nasal Spray: 5%
Osetamivirfosit: 0.5%	Sodium chloride: 5%	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/ml.

IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXECUTION

- Read this instruction guide carefully.
- Do not use the product beyond the expiration date.
- Do not use the product if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Store the test device at 4 °C to 30 °C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
- The product should be used at room temperature (15°C to 30°C). If the product has been stored in a cool area (less than 15°C), leave it at normal room temperature (15°C to 30°C) for 15 minutes before use.
- Handle all specimens as potentially infectious.
- Inadequate or inappropriate collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
- Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
- Correct specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for asymptomatic persons.
- Before use, wash hands three times before collecting specimen.
- The specimens should be tested as soon as possible after collection.
- Apply the drops of test specimen only to the specimen well (S).
- Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

LIMITATIONS



- This test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of this test.
- Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
- If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
- As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
- A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
- A positive result does not exclude coinfection with other pathogens.
- The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and may not correlate with other diagnostic methods performed on the same specimen.
- Specimens should be collected as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
- Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
- Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
- The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Specimens collected after day 5-7 of illness are more likely to be testing negative.
- The test is not validated with the associated swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
- The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolates and should not be used in this capacity.
- Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity-Study. The therein following viruses and other microorganisms except the Human SARS-CoV-2-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results can occur in case of infection with SARS-CoV.

PREPARATION
● Clear, clean and dry a flat surface.
● Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
● Timer at hand.
● Blow your nose several times before collecting specimen.
● Wash hands.

DISPOSAL

The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

PROCEDURE
This test is suitable for people of all ages. The recommended operators are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.



INTERPRETATION OF RESULTS
Positive:
If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive.
Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.

Negative:
If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.

Invalid:
If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

QUALITY CONTROL
The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the reagents are reactive.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
1. How does the detection work?
The N protein of the SARS-CoV-2 virus reacts with the stripe-like coating of the test line and, if present, results in a color change, i.e. a red line appears. Therefore, if the sample does not contain any viral proteins or antigens, there will be no red test line (T).

2. When should I can't myself?
You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a visual result valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.

3. What can affect the test result? Why should I pay attention to?
Be sure to blow your nose multiple times before collecting the specimen. Be sure to visibly collect sample material (nasal secretions). Perform the test immediately after taking the sample.

Follow the instructions for use carefully.
Apply the drops of extraction solution only to the specimen well (S). Too many drops of extraction solution can lead to a smudged or incorrect test result.

4. The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?
Please note that the test card should not be used with more than 3 drops of sample, as the liquid absorption of the test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.

5. I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?
Your test result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.

6. My result is not clear. What should I do?
For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health facility according to the recommendations of your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.

7. My result is positive. What should I do?
If your result is positive and the test kit thus clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.

8. My result is negative. What should I do?
If the test result shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (headache, fever, migraine, loss of sense of smell or taste, etc.), please consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities.

If you are not sure, you can repeat the test.

9. How can I dispose of the product?
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

ACCESSORIES

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Toushou Town, Guangting District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	CE 0191 acc. 93/42/EEC
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yanzheng Street Jinchou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain	CE 0191 acc. 93/42/EEC

EXPLANATION FOR SYMBOLS

IVD	In Vitro Diagnostics Use		See Instructions for Use		Expiry Date
	Tests per Kit		Keep dry	LOT	Batch Number
EC REP	Authorized Representative		Keep away from sunlight		Manufacturer
	Do not reuse		Do not use if package is damaged	4°C	Store between 4- 30 °C
CE 0123	CE Mark	REF	Catalogue Number		Warning, please refer to the instruction
					H317: Warning! Liquid component may cause an allergic skin reaction.

Manufacturer: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
90-94 Tiansheng Road, Jimei
North Industrial Park, Xiamen,
Fujian, 361021, P.R.China.

Authorized Representative: Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Version 4.3 Date: April 1st, 2021

SWEDISH
SARS-COV-2-ANTIGENSABBTEST
BRUKSANVISNING FÖR PROV TAGET MED TOPS IN NÄSBORREN (FRÄMRE NÄSAN)


För provet taget med topspine (såltvärktest)

REF	1N40C5-2	For 1 test/kartong
REF	1N40C5-4	For 5 tester/kartong
REF	1N40C5-6	For 20 tester/kartong

FÖLJ BRUKSANVISNINGEN.

ANVÄNDNINGSMÅTTE
SARS-CoV-2-antigensabbtestet är ett enstegs in vitro självtest som baseras på immunokromatografi. Självtestet har utvecklats för snabb, kvalitativ bestämning av SARS-CoV-2-virusantingen i provet taget i näsbörsen (främre näsan) på personer med misstänkt COVID-19 inom de sju första dagarna sedan symptomet började. SARS-CoV-2-infectionen är den vanligaste infektionen i världen.

SAMMANFASTRING
Det nyupptäckta koronaviruset är ett b-CoV-anterna. COVID-19 är en smittsam och akut luftvägsj



Klem præverøret med fingrene og fjern så mye af løsningen som mulig fra vattippen mens du trekker ut vattippen. Kast deretter vattippen.

Fest lokket på præverøret.

Forsikre deg om at delene i settet har romtemperatur før du utfører testen. Åpne posen og ta ut testpatronen. Plasser testpatronen på et plant, plant underlag.

ADVARSEL: Når testpatronen er åpnet, må den brukes umiddelbart.

Inverter præverøret og drypp tre dråper (75 µl) av præven i præverbrennen (S) ved å klemme forsiktig på præverøret.

ADVARSEL: Forsikre deg om at det ikke dannes luftbobler i testbrennen (S), da testen kanskje ikke fungerer da.

Resultatet vises etter 15-20 minutter.

Advarsel: Etter mer enn 20 minutter kan resultatet være feil.

Det bruke settet kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i samsvar med lokale forskrifter.

TOLKNING AV TESTRESULTATER

Positiv:

Hvis til farge linjen vises innen 15-20 minutter - en farge linje i kontrollområdet (C) og en farge linje i testområdet (T) - er testresultatet gyldig og positiv. Resultatet skal betraktes som positiv, uavhengig av hvor svak farge-linen er i testområdet (T). Et positivt resultat utelukker ikke konfliksjon av en annen grunn.

Negativ:

Hvis en farge linje vises i kontrollområdet (C) innen 15-20 minutter, men ikke i testområdet (T), er testresultatet gyldig og negativ. Et negativt resultat utelukker ikke en virusinfeksjon med SARS-CoV-2 og bør bekreftes ved hjelp av molekylære diagnostiske metoder (f.eks. PCR) hvis det er mistanke om COVID-19.

Negativ:

Ugyldig: Hvis det ikke vises noen farge-linje i kontrollområdet (C) innen 15-20 minutter, er testresultatet ugyldig. Gjenta testen med en ny testpatron.

Ugyldig:

Bilete med informasjon om korrektenhet av reagensene.

Forsikre deg om at du samler inn synlig prøvemateriale (næsesekreter).

Følg bruksanvisningen nøyde.

Slipp buffertrommen med prøveren fra vattippen kan gi et ugyldig eller feil testresultat.

4. Teststremmen er tydelig misfarget eller uskapt. Hva er det avhengig av? Husk at testpatronen ikke må brukes sammen med mer enn tre dråper av prøven, ellersom vaskesoppektaket av teststremmen har en naturlig begrensning. Hvis skjellingen ikke vises, eller hvis teststremmen er vedlig uskapt eller misfarget, og dermed uleselig, må du gjenta testen som beskrevet.

5. Jeg har gjort testen, men ser ingen kontroll-linje (C). Hva burde jeg gjøre?

Testresultatet ditt er ugyldig. Se svaret på spørsmål 4 og gjenta testen i henhold til bruksanvisningen.

6. Resultatet mitt er negativ. Hva burde jeg gjøre?

Hvis testsettet bare viser en tydelig kontroll-linje, kan det bety at du er negativ eller at virusbelastningen er for lav til å bli oppdaget. Hvis du opplever symptomer (hodhpine, feber, migræne, mistet luktesans eller smak osv.), Kontakt legen din eller nærmeste helsestasjon i henhold til anbefalingene fra et lokale myndighetsdepartement. Testresultatet ditt kan bli dobtskjekket, og myndighetene eller omsorgsinstituttet forklarer hvilke trinn som kreves.

7. Resultatet mitt er negativ. Hva burde jeg gjøre?

Hvis testsettet ikke viser en tydelig kontroll-linje, kan det bety at du er negativ eller at virusbelastningen er for lav til å bli oppdaget. Hvis du opplever symptomer (hodhpine, feber, migræne, mistet luktesans eller smak osv.), Kontakt legen din eller nærmeste helsestasjon i henhold til anbefalingene fra et lokale myndighetsdepartement. Testresultatet ditt kan bli dobtskjekket, og myndighetene eller omsorgsinstituttet forklarer hvilke trinn som kreves.

8. Resultatet mitt er negativ. Hva burde jeg gjøre?

Hvis testsettet ikke viser en tydelig kontroll-linje, kan det bety at du er negativ eller at virusbelastningen er for lav til å bli oppdaget. Hvis du opplever symptomer (hodhpine, feber, migræne, tab av lugt- og smaksans osv.), bedes du kontakte din egen lege eller et nærmeste hospital, som anbefalet av et lokale myndighetsdepartement.

9. Hvorvidt skal jeg teste?

Testresultatet ditt er ugyldig. Se svaret på spørsmål 4 og gjenta testen i henhold til bruksanvisningen.

10. Hvorvidt skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i samsvar med lokale forskrifter.

Tilbehør:

Tilbehør	Produsent	Autorisert representant innenfor EU	CE-merking
Topspin A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu PR. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seestrasse 342/69124 Heidelberg Germany	CE 0197 enligt 93/42/EEG
Topspin B	Goodwood Medical Care Ltd 1-2 Floor, 3-919 Yanzhong Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain	CE 0197 enligt 93/42/EEG

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN:

IVD	In vitro diagnostisk test		Instruktioner för bruk		Utläpsdato
	Tester per sett (inhodd)		Oppbevar tert		Partinummer
EC REP	Autorisert representant		Oppbevares beskyttet mot sollys		Produsent
	Må ikke brukes på nyt (engangsprodukt)		Ikke bruk hvis emballasjen er skadet.		Oppbevares ved 4-30°C
CE 0123	CE-merking		Artikkelenummer		Merk, se bruksanvisning
	H317: Merk! Flytende komponenter (buffer) kan forårsake allergiske hudreaksjoner.				

Producent: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, 361021, P.R.China

Autorisert representant: Lotus NL B.V.
Koninklijk Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Version 4.3 Dato: 1. april 2021

DANISH

SARS-COV-2 ANTIGEN HURTIGTEST

BRUGSANVISNING TIL NÆSEPODNINGER

Til privat bruk / selvtest

REF Til 1 test/boks

REF Til 5 tests/boks

REF Til 20 tests/boks

Følg venligst brugsanvisningen.

TILSTIGET ANVENDELSE

SARS-CoV-2 hurtigtest er et et-trins in-vitro selvtest, basert på immunkompatografi analyse. Den er beregnet til hurtig kvalitativ detekasjon av nye koronavirus, er ikke tilstrekkelig for den store smittelekten, skjent asymptotisk infiserte mennesker også kan være en smittekilde. Basert på nivåene vistene fra epidemiologiske undersøgelser er inkludert i pakken til 14 dager, men for dette syv dage etter begynnelsen av symptomer. SARS-CoV-2-antigen-hurtigtest test bør brukes som det eneste grunnlag for diagnostisering eller utelukkelse av SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år har velegnet informasjon om et voksen.

REKOMMENDASJONER

De nye koronavirus 18-gropene, COVID-19 er en smitsom og akut luftvegsykdom. Mennesker er generelt modtagelige. Patienter, der er inficeret med det nye koronavirus, er i øjeblikket den største smittelekten, skjent asymptotisk infiserte mennesker også kan være en smittekilde. Basert på nivåene vistene fra epidemiologiske undersøgelser er inkludert i pakken til 14 dager, men for dette syv dage etter begynnelsen av symptomer. SARS-CoV-2-antigen-hurtigtest test bør brukes som det eneste grunnlag for diagnostisering eller utelukkelse av SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år har velegnet informasjon om et voksen.

MEDFØLGELIGE MATERIALE

Innhold	Til 1 test/boks	Til 5 tests/boks	Til 20 tests/boks
SARS-CoV-2 antigen testkassette (forsøkt foliepose)	1	5	20
Steril podespind	1	5	20
Reagensglas	1	5	20
Buffertrommel	1	5	20
Brugsanvisning (denne indlægsseddelen)	1 (i boks)	1	1
Stativ til reagensglas			

PERFORMANCE (FØLGSOMHED OG SPECIFITET)

Rapport SARS-CoV-2-Antigen Test Card er blevet sammenlignet med den berømte kliniske diagnose.

99,7% ikke-præsenserte brugere viste resultater som fulgt med succes

97,87% af de forskellige resultater blev fortolket korrekt

INTERFERENSER

Ingen interferens vistene nedenfor (i den testede koncentration) refererer med testen.

PERFORMANS (FØLGSOMHED OG SPECIFITET)

Rapport SARS-CoV-2-Antigen Test Card er blevet sammenlignet med den berømte kliniske diagnose.

99,7% præsenserte brugere viste resultater som fulgt med succes

97,87% af de forskellige resultater blev fortolket korrekt

REKOMMENDASJONER

Denne vare er ikke tilstrekkelig til at overholde følgende tekniske krav.

1. Testen er utelukkende beregnet til kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-virusantagen i næsepodninger. Den nejagtige koncentration af SARS-CoV-2-antigen i næsepodningene er i følge tekniske krav.

2. Det er afgørende, at prøvetakingen, opbevaringen, og transporten kan medføre fejlslagte testresultater. Mangelfuld prøvetaking, forfar og opbevaring kan medføre fejlslagte testresultater.

3. Et negativt resultat kan ikke komme fra teknisk fejlslagelse.

4. Som alle diagnostiske tests bør en endelig klinisk diagnose ikke baseres på et enkelt testresultat, men skal foretages af en læge, der sammenholder med alle kliniske symptomer.

5. Et positivt testresultat ved utelukkelse av en infektion med SARS-CoV-2, men bør bekreftes med PCR-test, hvis der er mistanke om COVID-19.

6. Et positivt resultat ved utelukkelse av en infektion med SARS-CoV-2, men bør bekreftes med PCR-test, hvis der er mistanke om COVID-19.

7. Både levedygtig og ikke-levedygtig SARS-CoV-2-materiale kan detekteres med SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten. SARS-CoV-2-hurtigtestens ydelse afhænger af koncentrationen af antigen, og konsekvent muliggøres med andre diagnostiske metoder, der er udørt på samme prøve.

8. Brugeren skal teste prøven så hurtigt som muligt efter prøvetaking, maksimalt til timer.

9. Sundhedsdepartementet der bruger denne testen, anbefaler at udøre nasopharyngeal podning (fremfor nasal podning), da sensitiviteten formentlig er højere.

10. Mutationer i virus' eller antistoffer kan medføre en lavere sensitivitet.

11. Mængden af antigen i en prøve kan dog også påvirke resultaterne.

12. Dræbning fra testprøven må kun drænes med vannet.

13. For mange eller for få dræner kan medføre et ugyldigt eller forkert testresultat.

14. Barn under 14 år har velegnet informasjon om et voksen.

BEGRÆNSNINGER

1. Testen er utelukkende beregnet til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2-virusantagen i næsepodninger. Den nejagtige koncentration af SARS-CoV-2-antigen i næsepodningene er i følge tekniske krav.

2. Det er afgørende, at prøvetakingen, opbevaringen, og transporten kan medføre fejlslagte testresultater. Mangelfuld prøvetaking, forfar og opbevaring kan medføre fejlslagte testresultater.

3. Et negativt resultat kan ikke komme fra teknisk fejlslagelse.

4. Som alle diagnostiske tests bør en endelig klinisk diagnose ikke baseres på et enkelt testresultat, men skal foretages af en læge, der sammenholder med alle kliniske symptomer.

5. Et positivt testresultat ved utelukkelse af en infektion med SARS-CoV-2, men bør bekreftes med PCR-test, hvis der er mistanke om COVID-19.

6. Et positivt resultat ved utelukkelse af en infektion med SARS-CoV-2, men bør bekreftes med PCR-test, hvis der er mistanke om COVID-19.